

様

SUICYNET


取扱い説明書

～ 目次 ～

- ・ 画面遷移説明 … 1P
- ・ 各参照画面入力・選択項目説明 … 2P～

本サイトをご覧頂くには Microsoft Internet Explorer 6.0 (Windows 版) 以上でご使用ください。

当サイトでは、JavaScript を使用しているページがございます。ご覧になる際にはブラウザ設定で JavaScript を有効にしてください。



<https://www.kankyonet.jp/NipponBunseki/index.html>

SUICYNET へのアクセス

インターネットブラウザを起動し、URL（アドレス）に <http://www.n-bunseki.co.jp/> を入力し、弊社HPを開きます。弊社HPを“お気に入り”に登録頂きますと、次回からURLを入力する手間が無く、“お気に入り”から選択できます。TOPページの「日本分析について」にカーソルを合わせて表示される“スイシーネット”をクリックします。



移動した下記のページにて、スイシーネットの画像をクリック



もしくは、インターネットブラウザを起動し、URL（アドレス）に <https://www.kankyonet.jp/NipponBunseki/index.html> を入力します。




下記の画面が表示されれば接続完了です。“ユーザログイン”ボタンをクリックし、ログイン画面でユーザID、パスワードを入力して、ログインしてください。



SUICYNET ログインID、パスワード

- ※ SUICYNET をご利用頂くには、上記ユーザID、パスワードが必要となります。
- ※ ユーザIDは全て半角英文字の大文字で入力してください。
- ※ パスワードは全て半角英文字の小文字で入力してください。

■画面遷移説明



1. メイン画面

・本サービスのメイン画面です。
この画面から、スタートとなります。
「ユーザーログイン」をクリックします。

ユーザーログイン

ホームへ

試用機能入口




2. ログイン画面

・「ユーザーID」、「パスワード」を入力して「認証」ボタンでログインします。

認証


ホームへ



3. メインメニュー画面

- ・これから行いたい機能の選択を行います。
- 飲料水
 - ・検体別検査結果参照 … 2ページへ
 - ・水質検査結果一覧参照
 - ・項目別推移グラフ参照 … 3ページへ
 - ・地点別検査結果参照 … 4ページへ
 - ・水質検査集計参照 … 5ページへ
 - ・基準超過参照 … 6ページへ
- 排水
 - ・検体別検査結果参照 … 7ページへ
 - ・地点別検査結果参照
 - ・項目別推移グラフ参照 … 8ページへ
 - ・水質検査集計参照 … 9ページへ
 - ・基準超過参照 … 10ページへ

戻る





4. エラー画面

・システムにて、エラーが発生した場合に表示されます。
「戻る」ボタンをクリックして下さい。




「メニューへ」ボタンは各画面共通の動作です



5. 検索画面初期

- 検査結果の検索を行う画面が表示されます。(初期状態)



必要な検索条件を入力して下さい。



※1



6. 検索画面結果後

- 検索条件を入力し「検索開始」ボタンをクリックすると条件一致する検査結果情報を一覧表示します。

No. (※1: 検体一覧表の左から2列目) 調べたい結果のNo. をクリックして下さい。



CSV
ファイル

ダウンロードは、画面表示情報を CSV 形式(カンマ区切り)ファイルとしてダウンロードします。



7. 検体別検査結果参照画面

- 前画面（検査結果検索画面）の一覧より選択された検体の情報を表示します。



調べたい検体を選択して下さい。
 (“選択”にチェックを入れて下さい。)

結果一覧

抽出条件の変更等
 1つ前の画面に戻る際は、画面右下の「戻る」ボタンをクリックして下さい。

戻る



グラフ表示したい検査項目を選択して下さい。
 (1項目以上3項目以下で選択して下さい。)

グラフ参照

戻る



戻る


8. 水質検査結果一覧参照画面

・「結果一覧」ボタンを選択すると前画面（検査結果検索画面）の検索結果一覧について、選択された物件の詳細情報を表示します。

9. 項目別推移グラフ参照画面


- ・前画面（水質検査結果一覧参照画面）の検査項目一覧より選択された検査項目についてグラフを表示します。（デフォルトは年度別にグラフ表示）
- ※ 画面上部の「線」・「基準線」のオプションを選択して、「表示更新」ボタンをクリックすると選択したオプションに従ってグラフに表示が更新されます。
- ※ 「線」オプションを「選択年度で1本」でグラフ表示している場合、グラフ内のポイントをマウスでクリックすると対象データの検査結果情報が表示されます。
- ※ 結果値のポイントマークを選択すると、対象の検査データが表示されます。


ダウンロードは、画面表示情報を CSV 形式(カンマ区切り)ファイルとしてダウンロードします。



システムでエラーが発生した場合は、エラー画面下部の「戻る」ボタンをクリックして下さい。SUICY NET の TOP ページへ戻ります。

戻る






調べたい検体を選択して下さい。
 (“選択”にチェックを入れて下さい。)

一覧参照

戻る

CSV
ファイル

ダウンロードは、画面表示情報を CSV 形式(カンマ区切り)ファイルとしてダウンロードします。



10. 地点別検査結果参照画面

・「一覧参照」ボタンを選択すると前画面（検査結果検索画面）の検索結果一覧について、選択された物件を月ごとに表示します。

参照

確定

戻る



11. 検体選択画面

・「有効」列のチェックボックスを ON・OFF することで表示/非表示を選択します。

調べたい検体を選択して下さい。
 (“選択”にチェックを入れて下さい。)

集計参照

ダウンロード

CSV
ファイル

ダウンロードは、画面表示情報を CSV 形式(カンマ区切り)ファイルとしてダウンロードします。

12. 水質検査集計参照画面

・「集計参照」ボタンを選択すると前画面（検査結果検索画面）の検索結果一覧について、選択された物件の集計結果を表示します。


参照

戻る


確定

13. 検体選択画面

・「有効」列のチェックボックスを ON・OFF することで集計に含めるかどうかを選択します。



調べたい検体を選択して下さい。
 (“選択”にチェックを入れて下さい。)






14. 基準超過参照画面

- ・「一覧参照」ボタンを選択すると前画面（検査結果検索画面）の検索結果一覧について、選択された物件の結果情報を表示します。





「メニューへ」ボタンは各画面共通の動作です



15. 検索画面初期

- ・検査結果の検索を行う画面が表示されます。(初期状態)


必要な検索条件を入力して下さい。



16. 検索画面結果後


- ・検索条件を入力し「検索開始」ボタンをクリックすると条件一致する検査結果情報を一覧表示します。

No. (※2: 検体一覧表の左から2列目) 調べたい結果の No. をクリックして下さい。



17. 検体別検査結果参照画面

- ・前画面 (検査結果検索画面) の一覧より選択された検体の情報を表示します。



ダウンロードは、画面表示情報を CSV 形式(カンマ区切り)ファイルとしてダウンロードします。



調べたい検体を選択して下さい。
(「選択」にチェックを入れて下さい。)

一覧参照

抽出条件の変更等
1つ前の画面に戻る際は、画面右下の「戻る」ボタンをクリックして下さい。

戻る

ダウンロード
CSV
ファイル

ダウンロードは、画面表示情報を CSV 形式(カンマ区切り)ファイルとしてダウンロードします。



グラフ表示したい検査項目を選択して下さい。
(1項目以上3項目以下で選択して下さい。)
検体グラフは1検体以上3検体以下の場合に使用できます。


時系列グラフ

検体グラフ

戻る


18. 地点別検査結果参照画面

・「一覧参照」ボタンを選択すると前画面(検査結果検索画面)の検索結果一覧について、選択された物件の検査結果情報を表示します。




19. 項目別推移グラフ参照画面

・前画面(水質検査結果一覧参照画面)の検査項目一覧より選択された検査項目についてグラフを表示します。(デフォルトは年度別にグラフ表示)
※画面上部の「線」・「基準線」のオプションを選択して、「表示更新」ボタンをクリックすると選択したオプションに従ってグラフに表示が更新されます。
※「線」オプションを「選択年度で1本」でグラフ表示している場合、グラフ内のポイントをマウスでクリックすると対象データの検査結果情報が表示されます。
※結果値のポイントマークを選択すると、対象の検査データが表示されます。



システムでエラーが発生した場合は、エラー画面下部の「戻る」ボタンをクリックして下さい。SUICY NETのTOPページへ戻ります。



戻る





調べたい検体を選択して下さい。
 (“選択”にチェックを入れて下さい。)

集計参照



◀ 戻る

20. 水質検査集計参照画面

・「集計参照」ボタンを選択すると前画面（検査結果検索画面）の検索結果一覧について、選択された物件の結果情報を表示します。


CSV
ファイル

ダウンロード
 ダウンロードは、画面表示情報を CSV 形式(カンマ区切り)ファイルとしてダウンロードします。




調べたい検体を選択して下さい。
 (“選択”にチェックを入れて下さい。)

基準超過参照



◀ 戻る



21. 基準超過参照画面

- ・「集計参照」ボタンを選択すると前画面（検査結果検索画面）の検索結果一覧について、選択された物件の結果情報を表示します。

■各参照機能画面 入力・選択項目説明

各ボタン説明

ボタン	項目名	説明
	テキストボックス	文字列を入力する事が可能で、条件指定とする事が出来ます。
	オプションボタン	○をクリックする事により、●マークがつき条件指定とする事ができます。但し、関連する二つの項目を選択する事は出来ません。
	リストボックス	▼をクリックする事により、リストが表示されその中から選択する事で条件指定とする事が出来ます。

ボタン	項目名	説明	ボタン	項目名	説明
	認証 ボタン	入力した ID とパスワードを認証する際に使用します。 「株式会社日本分析」から発行されたユーザー ID、パスワードが必要になります。		確定 ボタン	画面にて選択された情報を確定して、元画面情報を再表示します。
	リセット ボタン	入力した ID とパスワードをクリアします。		メニューへ ボタン	『③メインメニュー画面』へ移動します。
	ホームへ ボタン	トップページ(①メイン画面)へ移動します。		戻る ボタン	一つ前の画面へ移動します。

次ページへ続く

ボタン	項目名	説明	ボタン	項目名	説明
 検索開始	検索開始ボタン	検索条件に従って検索を開始し、結果を表示します。	 参照	参照 ボタン	検体一覧情報を呼び出します。
 一覧表示	一覧表示ボタン	検査結果の一覧表示を行います。	 ダウンロード	ダウンロード ボタン	画面表示内容(参照情報)をCSV(カンマ区切りのテキストデータ)ファイルとしてダウンロードします。
 全て選択	全て選択ボタン	検査結果の一覧表示を行います。	 全て解除	全て解除ボタン	画面表示内容(参照情報)をCSV(カンマ区切りのテキストデータ)ファイルとしてダウンロードします。

検査結果参照
10.検索画面初期

1	取日範囲	<input type="text"/>	年	<input type="text"/>	月	～	<input type="text"/>	年	<input type="text"/>	月	2	採取日	<input type="radio"/> 昇順	<input checked="" type="radio"/> 降順
3	現場	<input type="text"/>									4	採取場所	<input type="text"/>	
		<input type="text"/>									5	試料名	<input type="text"/>	

No	項目名	説明	No	項目名	説明
1	採取日範囲	採取日の抽出範囲を西暦と月で指定します。 2009年1月～2010年12月と指定した場合は、2009年1月1日～2010年12月31日の範囲指定となります。	4	採取場所	採取場所を入力します。※部分指定可能 未入力の場合は、指定しません。
2	採取日	検索結果表示順序を指定します。 降順の場合は、採取日が新しい順に表示されます。	5	試料名	試料名を入力します。※部分指定可能 未入力の場合は、指定しません。
3	現場	現場をリストより選択します。 指定しない場合、全物件が対象となります。 下段で手入力による検索も可能です。			

項目別推移グラフ参照
14.項目別推移グラフ参照画面

現場名 ▲▲▲▲学校様

1 線 選択年度で1本 年度毎に1本

2 基準線 表示有り 表示無し

3

No	項目名	説明	No	項目名	説明
1	線	表示線の選択を行います。	3	表示更新	選択条件により再表示を行います。
2	基準線	基準線表示/非表示の切り替えを行います。 表示有りの場合は基準線を表示します。			

項目別推移グラフ参照
14.項目別推移グラフ参照画面

1 選択	検査項目	水の種類	基準値	定量下限値	2 最大値	3 最小値
<input checked="" type="checkbox"/>	水素イオン濃度(pH値)	プール	-		8.6	0
<input checked="" type="checkbox"/>	遊離残留塩素濃度	プール	-	0.05	1.0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	過マンガン酸カリウム消費量	プール	-	0.2	12.0	0

4

No	項目名	説明	No	項目名	説明
1	選択	グラフ上に表示する検査項目を選択します。	3	最小値	検査項目単位のグラフのY軸の最小値です。
2	最大値	検査項目単位のグラフのY軸の最大値です。	4	Y軸変更	入力された最大値、最小値を元にY軸を変更します。